

Catálogo de productos 2020



ÍNDICE

Pag. 1



Pag. 27



Pag. 4



Pag. 28



Pag. 6



Pag. 29



Pag. 10



Pag. 30



Pag. 14



Pag. 32



Pag. 20



Pag. 33



Pag. 21



Pag. 34



Pag. 22



Pag. 36



Pag. 23



Pag. 37



Pag. 24



Pag. 38



Pag. 25



Pag. 41



Pag. 26



Estuche de diagnóstico Pocket Led 3 LÚMENES

Su foco tiene una vida útil de 20,000 horas.
Funciona con baterías AA.
Es durable y ligero.
Incluye 2 bumpers de colores para personalizar tu equipo.

4 COLORES DISPONIBLES

WA92871BLU	Azul	
WA92871WHI	Blanco	
WA92871PUR	Lila	
WA92871BLK	Negro	



Estuche de diagnóstico Pocket Led Plus 6 LÚMENES

Su foco tiene una vida útil de 20,000 horas.
Funciona con baterías AA.
Es durable y ligero.
Incluye 4 bumpers de colores para personalizar tu equipo.

4 COLORES DISPONIBLES

WA92880BLU	Azul	
WA92880WHI	Blanco	
WA92880PUR	Lila	
WA92880BLK	Negro	



Estuche de diagnóstico recargable halógeno 3.5 V oftalmoscopio coaxial. Mod. WA97200C

Cuenta con un oftalmoscopio coaxial, luz halógena HPX, 30% más brillante.
18 combinaciones de aperturas y filtros.
El otoscopio cuenta con luz halógena HPX con fibra óptica.
Cuenta con iluminador de garganta.



Estuche de diagnóstico recargable halógeno 3.5 V oftalmoscopio coaxial, otoscopio 20000 y rinoscopio Mod. WA97210C

Incluye iluminador nasal con fibra óptica con 9 mm de abertura.
Se coloca rápidamente el iluminador de garganta para una vista completa de los orificios nasales.



Iluminador nasal
Iluminador de garganta



Estuche de diagnóstico recargable halógeno 3.5 V otoscopio MacroView™ Mod. WA97200MC

Otoscopio MacroView™ ofrece casi el doble de campo de visión con una ampliación mayor en comparación con los otoscopios tradicionales, lo que hace que sea más fácil ver el canal auditivo y la membrana timpánica.



El campo de visión del Otoscopio MacroView™ de Welch Allyn es 2 veces más grande.


2x



Otoscopio MacroView™

Oftalmoscopio PanOptic™ 3.5 V c/ filtro de cobalto Mod. WA11820

El revolucionario PanOptic™ ofrece que se pueda ver fácil el ojo, junto con un campo de visión más amplio para observar con mayor facilidad.



Mango para laringoscopios rectos y curvos con fibra óptica



Mango para laringoscopio



Espéculos

Espéculos reusables.



Espéculos desechables adulto y pediátrico p/34.

WA52434-U	Adulto
WA52432-U	Pedriático



Consumibles

Contamos con focos luz Led y luz halógeno.

Foco otoscopio Led 3.5 V ———— Mod. WA03100-LED

Foco otoscopio halógeno 3.5 V ———— Mod. WA03100

Esfigmomanómetro aneroide DuraShock Multi-Cuff con 4 brazaletes Mod. WADS44-MC

El esfigmomanómetro aneroide DuraShock Multi-Cuff cuenta con 4 brazaletes, adulto obeso # 12, adulto # 11, juvenil # 10 e infantil # 9.



Esfigmomanómetro aneroide DuraShock serie bronce Mod. WADS44-11

Cuenta con un diseño exclusivo de montaje en brazaletes.

Compacto y liviano para facilitar su uso.

Sistema de insuflación superior.

Garantía de calibración de 5 años.

Libre de látex.



Brazaletes para Esfigmomanómetro DuraShock

Encuentra con nosotros diferentes tamaños de brazaletes.



Estuche de diagnóstico de pared

Ayuda a mejorar el flujo de trabajo. Totalmente configurable según tus necesidades, todos los componentes se venden por separado de acuerdo a su elección de oftalmoscopios, otoscopios, termometría, presión arterial e incluso dispositivos de signos vitales.



WA7670-01	Esfigmomanómetro aneroide de pared
WA77710-71ML	Estuche de diagnóstico de pared, foco led. Incluye: 77710, 11720-L y 23810-L
WA52401	Dispensador de pared p/especulos desechables
WA01690-500	Termómetro electrónico Sure Temp Plus 690 con montaje de pared

Monitor Connex Spot Mod. WA71WT-B

Cuenta con una pantalla táctil nítida y fácil de usar, ofrece mediciones confiables de signos vitales incluyendo promediado de presión arterial, verificación puntual, monitoreo por intervalos, y puntajes personalizados para todo tipo de pacientes. Ofrece configuraciones personalizadas que incluyen una opción de termometría y/o oximetría de pulso.



Mapa ABPM 7100

Es un monitor de presión arterial ambulatorio de 24 horas fácil de usar que está diseñado para ayudar a evitar los efectos de la hipertensión de bata blanca, proporcionar lecturas precisas de la presión arterial del sueño y adaptar los regímenes de terapia farmacológica a las necesidades individuales de su paciente.



Electrocardiógrafo CP150 Mod. WACP150A-3ESB

El CP150, un equipo de fácil uso, ha sido desarrollado pensando para mejorar el flujo de trabajo. Pantalla táctil en color de 7" para facilitar la introducción rápida de información precisa de pacientes.

Previsualización hasta 12 derivaciones en pantalla.

Su funcionamiento con batería recargable permite llevar el equipo fácilmente hasta donde esté el paciente. Permite almacenar en el equipo hasta 100 resultados de pruebas o transferirlos a una memoria USB.



Papel para electrocardiógrafo CP150 Mod. WA406021

200 hojas por paquete.

Lámpara GS-300 con pedestal. Mod. WA44400

Ofrece una luz más blanca y brillante que las lámparas halógenas y consume menos energía.

Perfecta combinación de salida de luz intensa y operación en frío en un diseño compacto. Encendido y apagado sin contacto.

Bajo costo de mantenimiento, debido a que no es necesario reemplazar el bombillo y tiene un menor consumo de energía.



Lámpara GS-600 con pedestal. Mod. WA44600

Incluye tres focos LED y un cabezal más amplio, está diseñada específicamente para exigentes condiciones de visualización.

Controles de encendido y apagado sin contacto e iluminación ajustable.

Diseño ergonómico y resistente que permite un mejor rendimiento y durabilidad.

Bajo costo de mantenimiento, debido a que no es necesario reemplazar el bombillo y tiene un menor consumo de energía.

Lámpara GS-900 con pedestal Mod. WA44900

Cuenta con seis LED, combina increíble durabilidad, extraordinaria maniobrabilidad, calidad de precisión en el enfoque y varias opciones de montaje.

Encendido y apagado sin contacto con opción de degradación de la luz.

Varias opciones de montaje para maximización del espacio de piso.

Menor costo de mantenimiento, debido a que no es necesario reemplazar el bombillo y tiene un menor consumo de energía.



Cama Hillrom Centuris™ Pro con medias barandillas integradas Mod. HICenturisPro

Minimizan el cambio de posición del paciente en la cama y disminuyen la compresión abdominal durante la articulación de la cama. Se pueden bajar con una sola mano gracias al mecanismo de bajada automática rápida y suave. La carga de trabajo segura de 220 kg permite utilizarla con una mayor variedad de pacientes.



Cama Hillrom Mod. HIHR900

La cama Hillrom® 900 ofrece la máxima funcionalidad con una complejidad mínima, para que dedique menos tiempo y energía a manejar la cama y más a centrarse en tareas esenciales como movilizar a sus pacientes y garantizar su seguridad.

Cama Hillrom Accella™ Mod. HI-P3200

Gracias a sus funciones fáciles de utilizar, la cama mejora los resultados de los pacientes simplificando los cuidados, agilizando las tareas esenciales y mejorando la seguridad tanto de pacientes como de cuidadores. Cuenta con controles fáciles de utilizar con iconos reconocibles que ayudan a que el movimiento de las posiciones sean más rápidas y sencillas.



Camilla de transporte Mod. HIP8050

Es fácil de manejar y detener, y al mismo tiempo permite controlar con precisión la dirección en los giros. Proporciona una mayor estabilidad gracias al sistema de frenado con cuatro ruedas y bloqueo doble.

Superficie Mod. HINP50

Fabricado en espuma de alta resiliencia, ofrece un elevado nivel de comodidad a sus pacientes.

Cuenta con una espuma monodensa de alta resiliencia.

Fácil de limpiar e higiénico.

Se adapta a casi todos los tipos y posiciones de cama.

Cubierta impermeable y transpirable, permeable al vapor, con propiedades bacteriostáticas y fungistáticas.



Superficie Mod. HINP100

El diseño de la espuma cortada en cuadrados permite adaptarse de forma individual a la morfología del paciente y contribuye a reducir los puntos de presión y de fricción.

Los cuadrados independientes favorecen el flujo de aire, lo que evita la creación de humedad y reduce así el riesgo de maceración y de cizallamiento.

La zona de los talones, de baja densidad, proporciona un soporte agradable para talones y tobillos.

Higiénico y fácil de limpiar.

Cubierta impermeable y transpirable, permeable al vapor, con propiedades bacteriostáticas y fungistáticas.



Superficie Mod. HINP150

Espuma viscoelástica sensible a la temperatura.

Se adapta al cuerpo del paciente y reduce los puntos de presión.

Fácil de limpiar y extremadamente higiénico.

Secciones laterales de alta densidad diseñadas para facilitar la salida de la cama del paciente y para aumentar su seguridad.

Cubierta con costuras selladas y asas de transporte integradas.

Cubierta impermeable y transpirable, permeable al vapor, con propiedades bacteriostáticas y fungistáticas.



Superficie VPC AccuMax Quantum™ Mod. HIPAH005010180-1

Gracias a su tecnología Controlled Release™ no motorizada, la superficie VPC AccuMax Quantum proporciona una redistribución dinámica de la presión para ayudar a prevenir y tratar úlceras por presión sin necesidad de ventiladores, bombas ni tomas de corriente.





Estetoscopio Classic III

El estetoscopio Classic III™ Littmann® 3M ofrece una alta sensibilidad acústica para un rendimiento excepcional cuando se realiza una evaluación física general.

Colores

Plum	Negro	Lavanda
Chocolate	Navy Blue	Caribbean Blue
Ceil Blue	Burgundy	Lima limon
Gris	Rosa Perla	Turquesa

Ediciones especiales



NUEVOS COLORES



Estetoscopio Master Classic

Extrema comodidad a través de la tecnología Tunable Tech de 3M, que te permite escuchar sonidos de baja y alta frecuencia simplemente aplicando presión leve o firme a la pieza torácica

Colores

Burgundy
Negro
Navy Blue
Hunter Green
Plum
Turquesa
Raspberry



Ediciones especiales




Estetoscopio Cardiology IV

Acústica excepcional con mejor audibilidad de sonidos de alta frecuencia.

Campana para adulto y campana pediátrica.

Tubo de doble luz: dos trayectorias de sonido en un tubo, elimina el ruido de roce de los tubos dobles tradicionales. Está diseñado para profesionales de la salud que requieren un rendimiento acústico excepcional.

Colores



Ediciones especiales

Estetoscopio Master Cardiology

Otorga el mejor desempeño posible para un estetoscopio superior de una sola cara.

Cuenta con un diafragma ajustable patentado que alterna de manera conveniente entre frecuencias altas y bajas con solo modificar la presión ejercida sobre la pieza torácica.

Colores

Negro



Ediciones especiales



Estetoscopio Electrónico 3200

Permite que su paciente escuche sus propios ruidos corporales, hace hasta 12 grabaciones de 30 segundos.

Tras haber grabado los sonidos, permite reescucharlos con más atención, a una velocidad normal o reducida a la mitad.

Excelente acústica y comodidad gracias a las olivas suaves.

Colores

Negro



Es una inversión en su futuro.

Los estetoscopios 3M Littmann, están hechos para profesionales de la salud, que buscan alcanzar los mejores resultados en sus pacientes, ofreciendo un resultado acústico de alta calidad.

Calidad en la que puedes confiar.

Todos los estetoscopios mecánicos Littmann están diseñados y fabricados en los Estados Unidos, y están sujetos a estrictos procesos y controles de calidad. El resultado: calidad consistente. Esto significa que cualquier estetoscopio que sea de su elección, desempeñará su labor de manera excelente.

Tecnología de doble frecuencia.

3M inventó la tecnología de diafragma de doble frecuencia que permite escuchar sonidos de frecuencia diferente sin tener que girar o reposicionar la campana.

Contacto ligero:
Sujete suavemente la campana para escuchar sonidos de baja frecuencia.



Presión firme:
Presione firme la campana para escuchar sonidos de alta frecuencia.



Refacciones

Quando usted compra un estetoscopio 3M Littmann, está invirtiendo en un instrumento de calidad que durará muchos años. Además de las excelentes garantías, 3M ofrece una gran variedad de refacciones y accesorios para tu estetoscopio.



Arillo y diafragma para Classic II



Arillo y diafragma para Master Cardiology



Arillo y diafragma para Classic II Pediátrico



Arillo y diafragma para Classic III



Auricular para estetoscopio



Auricular para estetoscopio Master Cardiology



Olivas para estetoscopio



Identificador para estetoscopio



Parche ocular infantil. Cont. 20

Adhesivo Hipoalergénico.
No deja residuos en la piel.
Confortable.
Libre de látex.



Parche ocular para adulto. Cont. 20

Adhesivo Hipoalergénico.
No deja residuos en la piel.
Confortable.
Libre de látex.



Venditas Confortables. Cont. 20

Prevención de heridas y ampollas por rozadura de zapatos.
Venditas libres de látex.
Protegen la herida de agua, polvo y gérmenes.
Diseño que sella 360° alrededor de la herida.



Venditas Active. Cont. 20

Protección de heridas menores tales como cortaduras, rozaduras, raspones.
Previene y amortigua heridas y ampollas debido a su material acolchonado.
Ideal para piquetes e inyecciones.



Venditas de tela. Cont. 20

Venditas libres de látex.
Prevención de heridas y ampollas por rozadura de zapatos.



Venditas plásticas. Cont. 20

Venditas libres de látex.
Prevención de heridas y ampollas por rozadura de zapatos.



Venditas transparentes. Cont. 20

Venditas libres de látex.
Prevención de heridas y ampollas por rozadura de zapatos.



Venditas impermeables. Cont. 15

Prevención de heridas y ampollas por rozadura de zapatos.
Ideal para actividades relacionadas con el agua / sudor.
Venditas libres de látex.
Protegen la herida de agua, suciedad y gérmenes.



Venditas para cubrir ampollas con parche de gel. Cont. 6

Vendita adhesiva impermeable.
Protección acolchada con parche de gel.
Protección de larga duración.
Forma única (Forma diamante) que sella alrededor de la herida y la aísla.



Micropore Blanco

Permite la transpiración de la piel.
Adhesivo hipoalergénico.
Respaldo no tejido de fibras de rayón.
Libre de látex.

Medidas :

1.2 5 cm x 5.1 m
2. 5 cm x 5.1 m
5 cm x 5.1 m
7 cm x 5.1 m



Micropore Piel

Permite la transpiración de la piel.
Adhesivo hipoalergénico.
Respaldo no tejido de fibras de rayón.
Libre de látex.

Medidas :

1.2 5 cm x 5.1 m
2. 5 cm x 5.1 m
5 cm x 5.1 m



Transpore

Adhesivo Hipoalergénico.
Aplicaciones discretas.
Aplicaciones en áreas difíciles de pegar.

Medidas :

1.2 5 cm x 5.1 m
2. 5 cm x 5.1 m
5 cm x 5.1 m



Cinta Impermeable

Cinta a prueba de agua.
Protege y se pega a la piel húmeda.
Cinta que se flexiona y se extiende.
Ideal para prevenir ampollas.

Medidas :

2.54 cm x 4.57 m



Cinta para piel sensible

Cinta reposicionable.
Resistente al agua.
Hipoalergénica y transpirable.
Libre de látex.

Medidas :

2.54 cm x 3.65 m

Compresa Frío-Caliente



Doble propósito, hielo flexible o calor suave.
Reutilizables y de larga duración.

Ideal para el dolor y la inflamación causados por golpes, contusiones y esguinces y para aliviar dolores musculares y rigidez.

Incluye una funda protectora con correa elástica para asegurar a la compresa en su lugar.

Medidas :



11 x 12 cm



10 x 25 cm



11 x 26 cm



19.5 x 30 cm





Tegaderm Film apósito transparente con marco de aplicación

Los apósitos transparentes permiten el monitoreo de la herida sin la necesidad de retirar el apósito.

Se amoldan al cuerpo y se doblan junto con las flexiones de la piel para brindar mayor comodidad al paciente.

Medidas :

1622	4.4 x 4.4 cm
1624	6 x 7 cm
1626	10 x 12 cm
1627	10 x 25 cm



Tegaderm+Pad apósito con cojín

Cuenta con una barrera estéril e impermeable que permite ducharse a los pacientes y protege el sitio contra contaminantes externos.

La película permite el intercambio de gases (oxígeno, bióxido de carbono y vapor húmedo) con el medio externo, pero impide la entrada de agua, bacterias y virus.

Medidas :

3582	5 x 7 cm
3584	6 x 10 cm
3586	9 x 10 cm
3589	9 x 15 cm
3590	9 x 20 cm
3591	9 x 25 cm
3593	9 x 35 cm



Apósito Tegaderm IV

La aplicación es mediante un marco de colocación que evita la tensión y la formación de arrugas.

Cuenta con bordes redondeados y reforzados que mejoran la adaptación en zonas anatómicamente difíciles, impide que el apósito se despegue del paciente fácilmente. Ideal para asegurar y monitorizar catéteres venosos centrales no tunelizados y arterio pulmonares.

Medidas :

1610	5 x 5.7 cm (Pediátrico) 🐻
1633	7 x 8.5 cm
1635	8.5 x 10.5 cm

Cintas Steri Strip elástico. Cont. 3 Mod. 4541

Cómodo, se mantiene en el lugar a pesar del movimiento, ayuda a evitar maceración.
Deja menos cicatrices en comparación con las grapas y las suturas.
Mejor comodidad para el paciente y menor posibilidad de infecciones que al aplicar suturas o grapas.
Aplicación rápida.

Medidas :

0.6 cm x 7.5 cm

Cintas Steri Strip reforzado sobre. Cont. 10 Mod. 1546

Deja menos cicatrices en comparación con las grapas y las suturas.
Mejora la comodidad para el paciente.
Ayuda a incrementar la resistencia de la herida a la tensión establecida entre los bordes del tejido.

Medidas :

0.6 cm x 10 cm

Cintas Steri Strip reforzado sobre. Cont. 3 Mod. 1541

Deja menos cicatrices en comparación con las grapas y las suturas.
Mejora la comodidad para el paciente.
Ayuda a incrementar la resistencia de la herida a la tensión establecida entre los bordes del tejido.

Medidas :

0.6 cm x 7.5 cm

Cintas Steri Strip reforzado sobre. Cont. 6 Mod. 1547

Deja menos cicatrices en comparación con las grapas y las suturas.
Mejora la comodidad para el paciente.
Ayuda a incrementar la resistencia de la herida a la tensión establecida entre los bordes del tejido.

Medidas :

0.6 cm x 7.5 cm

Cavilon Película barrera no irritante spray de 28ml

Combinación exclusiva de ingredientes: un polímero adicional permite que la película se mueva con la piel.
Sin alcohol, no irrita, cómoda de usar incluso sobre piel irritada o dañada.

Antiséptico instantáneo Avagard

Antiséptico de manos que combina 2 ingredientes activos con una loción, por lo que actúa como antimicrobiano y humecta la piel.
Protección antimicrobiana persistente.
Brinda mejores condiciones cutáneas.


Disponible en frasco
de 500 ml

Nueva

Báscula de columna digital con pantalla a la altura de los ojos. Mod. 777

Diseñada para ser usada por varios años con pacientes de alto peso. Plataforma metálica sólida de bajo perfil con diseño a prueba de inclinaciones para mayor seguridad.

Cuenta con ruedas recubiertas en caucho para excelente movilidad. Interfaz de USB para la compatibilidad con la computadora. Estadímetro construido con un rango de medida de 10 – 230 cm.



Báscula de columna digital Mod.769

Esta báscula es solución todo en uno, ya sea niños pequeños o pacientes con adiposidad. Incluye estadímetro. Capacidad 200 kg.



Báscula de columna para adultos Mod. 700

Báscula con mayor precisión aún gracias a la división de 50 g y la mayor capacidad de 220 kg. Mayor confort con su plataforma baja y amplia. Obtiene tres versiones: kilogramos, libras y kilogramos/libras.



Básculas digitales

Seca maneja una excelente línea de básculas digitales las cuales se distinguen por su tecnología y diseño. Cada una de ellas se ajusta específicamente a tus necesidades, con formas muy diversas y funciones distintas, a la vez con características comunes. Pantallas grandes que facilitan su lectura, bajo ahorro de energía y un alto despliegue tecnológico. Capacidad 200 kg.



Básculas digitales para bebés

Las básculas para bebés ofrecen todo lo que necesitas, son precisas y están diseñadas a la medida de las necesidades de lactantes y niños pequeños, sus formas transmiten protección y se adaptan rápidamente a la temperatura del cuerpo.



Mod.374
Capacidad 20 kg.



Mod.727
Capacidad 20 kg.




Mod.354
Capacidad 20 kg.

Sistema de medición pediátricos

Seca ofrece una amplia gama de productos pediátricos, desde el infantómetro hasta la colchoneta graduada, desde el estadímetro hasta la cinta para medir la circunferencia craneana, seca provee la solución adecuada para cada necesidad específica. Ya se trate de tareas móviles o estacionarias, en espacios amplios o reducidos, utilización permanente u ocasional.




Mod. 416



Mod.210



Mod.207



Mod.417

Básculas de plataforma **Nueva tecnología**

Las básculas de plataforma son fáciles de usar, ya que están desarrolladas especialmente para los consultorios médicos, de sorprendente duración. Tiene una fabricación sólida con un diseño innovador.



Mod.634
Capacidad 360 kg.



Mod.874
Capacidad 200 kg.



Mod.876
Capacidad 250 kg.

Estadímetros portátiles

No sólo destacan por un máximo de precisión, sino también por propiedades que alivian la tarea diaria del personal médico, acelerando los procedimientos de medición. Excelente para consultorios médicos y hospitales.



Mod.217



Mod.213



Mod.874



Mod.264

Cintas para medir circunferencia

Ideal para la circunferencia del cuerpo, viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera.



Mod.201



Mod.203

Básculas especializadas de seca

Seca también ofrece soluciones muy específicas para la medicina. Por ejemplo, la báscula pesa órganos y pañales de acero inoxidable y la báscula porcionadora dietética extremadamente precisa para los nutriólogos.



Mod.856



Mod.852

Estable, funcional y móvil...

Báscula para silla de ruedas con transmisión inalámbrica, pasamanos y ruedas de transporte. Mod. 676

Permite pesar pacientes sentados en una silla de ruedas. Además, las personas que no pueden andar bien y aquellas que se encuentren débiles tienen la posibilidad de apoyarse.

Ideal para el pesaje de personas con sobrepeso.

Capacidad 360 kg.



Básculas de nueva generación

Las básculas sin contacto y los dispositivos de medición de estatura ayudan a mantener seguros a sus pacientes.

Scale-up Line de seca proporciona dos variaciones de básculas médicas convenientemente móviles y opcionalmente equipadas con mediciones ultrasónicas de estatura y barandal ergonómica, y se pueden configurar para proporcionar guía de voz para los pacientes.

Desarrollada para registros médicos electrónicos (EMR)

Podrá ahorrar tiempo transfiriendo la estatura y el peso directamente a los Registros Médicos Electrónicos (EMR), de esa manera obtiene una solución de integración coordinada desde una sola fuente, para lograr flujos de trabajo más seguros.

El ID-Display™ está directamente conectado al Registro Médico Electrónico (EMR).

El ID-Display™ le permite ver el paciente que se registró usando el lector para evitar cualquier confusión. Esto implica más control para usted cuando transfiere datos a los Registros Médicos Electrónicos (EMR) y más seguridad para usuarios y pacientes.



La respuesta por voz

Ayuda la orientación del personal y del paciente.



Panda opcional

Hace que sea divertido medir y pesar a los niños.



Nueva seca mBCA 554

Además de precisión y exactitud, obtendrá una solución BIA (análisis de impedancia bioeléctrica) práctica y fácil de usar con medición de estatura por ultrasonido opcional y un software inteligente basado en la nube. Los datos confidenciales del paciente se guardan en un formulario cifrado y protegido contra el acceso de terceros.

Mayor libertad con el software basado en la nube

- Plantillas preparadas de manera profesional para los campos de aplicación más importantes.
- Impresión personalizable que incluye notas y explicaciones para los pacientes.
- Software compatible con todos los dispositivos comunes (ya sea tableta o computadora portátil).



Los datos confidenciales del paciente se guardan en un formulario cifrado y protegido contra el acceso de terceros.

Análisis de bioimpedancia que inspira confianza en los profesionales médicos

Precisión única mediante validación por IRM (Resonancia Magnética Intervencionista) de cuerpo entero (masa muscular esquelética) y modelo de 4C (masa libre de grasa).

Validado para personas que padecen obesidad (a partir de un IMC de 30 kg/m²).



Masa muscular

97% de precisión en comparación con el IRM de cuerpo entero.



Masa grasa

98% de precisión en comparación con el modelo de 4C (masa libre de grasa).



Agua corporal total

98% de precisión en comparación con la dilución con deuterio.



Barra para sujetar



Medición y transferencia de datos en solo 24 segundos



Estadímetro

Rápido proceso de medición en segundos gracias a la innovadora tecnología de ultrasonido.



Plataforma de vidrio

Fabricada con Bearclaw Glass® (Huellas iluminadas para orientar la medición).

Carro para reanimación cardiopulmonar marca Metro

Cuenta con configuraciones que van desde lo más básico para encajar dentro de las limitaciones de espacio o presupuestarias, hasta la sofisticada, que proporciona la funcionalidad requerida para anestesia, procedimientos especiales y otras aplicaciones críticas.

Características

- 1 Tabla para masaje cardíaco
- 1 Base para desfibrilador
- 2 Cajones de 7 cm
- 1 Cajón de 15 cm
- 1 Cajón de 23 cm
- 1 Cajón de almacenamiento de medicamentos primarios
- 1 Porta tanque de oxígeno
- 1 Gancho porta sueros

4 ruedas y 2 frenos
5ta rueda extra para guiar el carro.

Medidas:
Largo: 79 cm
Alto: 96 cm
Ancho: 55 cm



NUEVO Electrocardiógrafo

Dispositivo intuitivo y fiable, diseño ergonómico

- Pantalla a color de 5 pulgadas.
- Impresora térmica de alta resolución.
- Introducción de datos del paciente con sólo tocar un botón.
- Detección de inversión de los electrodos.



Desfibrilador PA-1

Está disponible como equipo semiautomático o totalmente automático. En su versión automática administra la descarga sin que el responsable de primeros auxilios tenga que realizar ninguna acción. En su versión semiautomática, el FRED PA-1 indica al responsable de primeros auxilios que administre la descarga pulsando el botón correspondiente. Facilidad de uso: interfaz con sencillos pasos (1-2-3). Electrodo preconectados para su rápida aplicación al pecho del paciente.

Desfibriladores FRED EASY

El desfibrilador FRED EASY hace las resucitaciones aún más simples y efectivas gracias al eficiente impulso desfibrilador llamado MULTIPULSE BIOWAVE. Representa el aparato perfecto para el profesional del cuidado de la salud. Opción descarga manual, es decir, el médico puede desactivar el modo AED y decidir cuándo desea aplicar la desfibrilación.



Automático



Semi-automático

+ Trazo de ECG

Desfibrilador Defigard 4000 básico AED marcapasos y SpO2

Desfibrilador / monitor con tecnología MULTIPULSE BIOWAVE. Desarrollado para emergencias del hospital. Un sólo botón da el acceso a todas las funciones mayores. La selección de la energía de modo manual. Marcapasos en modo de funcionamiento: fijo, a demanda o hiperestimulación (frx3). DEA Desfibrilación Externa Automatizada. Las instrucciones verbales y en pantalla guían al usuario a través del proceso de desfibrilación. Saturación de oxígeno SpO2.



Mesa de exploración Ritter 204 manual

Con lo más novedoso en diseño, comodidad y funcionalidad en mesas de examen manuales, esta mesa realmente le ofrece eficiencia en el cuidado de sus pacientes.

Tiene tres cajones laterales para un óptimo manejo de los suministros.
Estilo moderno acorde con el estilo de su consultorio.
Cubierta renovada y de diseño ergonómico para mayor comodidad de los pacientes.
Capacidad de soporte de peso adicional para soportar a los pacientes de mayor peso: 227 kilos (500 libras).
Cajones de una sola pieza sin uniones.
Cajones laterales espaciosos.

Colores de tapicería

Curative Copper

Mist

Dark Linen

Oasis

Dream

Obsidian

Healing Waters

Soothing Blue

Robust Brown



Elevación de la zona pélvica



Calentador de espejos vaginales



Botón de encendido y apagado

Mesa de exploración eléctrica Ritter

Facilidad de acceso para todos sus pacientes.

El proceso para subir a una mesa de examen médico puede generar una situación de inseguridad y ansiedad, especialmente en pacientes de la tercera edad y con necesidades especiales. Las mesa Ritter bajan hasta 46 cm. del piso, lo que permite que los pacientes suban fácilmente a la mesa.

Con una altura de 94 cm. en la posición más alta, las mesas Ritter proporcionan también la mejor combinación de alturas mínimas y máximas en el mercado, lo que permite realizar exámenes médicos con mayor comodidad.

Una vez que el paciente está sobre la mesa, el control de pie de la mesa Ritter permite colocar suavemente y con precisión al paciente en la posición deseada con un esfuerzo mínimo de todos los involucrados.

Colores de tapicería



La línea HOSPIVAC ha sido diseñada para permitir a los clientes la más amplia gama de personalización para satisfacer sus necesidades. Cuenta con un diseño "modular" ofreciendo mayor espacio para las aspiraciones.

Marca italiana

Diseño ergonómico

Aspirador Hospivac 350 Full 2x4 litros con pedal automático

Uso intermitente: la unidad aspira mientras el pedal esté presionado y mantenido hacia abajo.

Uso continuo: la unidad se aspira cuando se presiona una vez el pedal y se aspira continuamente hasta que el pedal vuelva a ser presionado.

Cambio automático de recipiente.

PEDAL



Aspirador Hospivac 350 Basic 2x4 litros sin pedal

Es una unidad de succión portátil para la aspiración de fluidos corporales, orales, nasales y aspiración traqueal en adultos o niños.



Aspirador New Askir 230, 1 litro 110v y 12 v

Aspirador New Askir 36 litros por minuto

Aspirador New Askir 30 litros por minuto

Ideal para aspiraciones de fluidos corporales, orales, nasales y aspiración traqueal en adultos o niños. Adecuada para pacientes traqueotomizados, aplicaciones quirúrgicas menores y terapias post-operatorias.



Aspirador New Askir 15 litros por minuto

Ideal para aspiraciones de fluidos corporales, orales, nasales y aspiración traqueal en adultos o niños. Adecuada para pacientes traqueotomizados, aplicaciones quirúrgicas menores y terapias post-operatorias. Aspiración hasta 15 litros por minuto.





Mandil emplomado para rayos x con velcro

Espalda abierta con opción de cinturón durable de una pulgada.
 Almohadillas para los hombros incluidas.
 Tres opciones de cerrado.
 Protección estándar equivalente a 0.5mm Pb (plomo).

Mandil emplomado para rayos x

El mismo estilo del modelo de velcro, la diferencia es que este mandil está disponible únicamente con un cinto de una pulgada para cerrarse.
 Protección estándar equivalente a 0.5mm Pb (plomo).



Guante para protección de rayos x

Guantes de plomo de vinyl (model 100v).
 Los guantes emplomados de vinyl sin costuras son de una sola pieza de 15" de largo con una capa de vinyl flexible y una capa interior acolchonada.
 Protección estándar: equivalente 0.5 mm Pb (plomo).



Protector de gónadas

Protectores de gónadas, disponible con o sin cinturón de broche rápido, de gancho o sujetador de gancho o broche de gancho alrededor que cruza la espalda y se asegura al frente para un ajustado cómodo.
 Protección estándar equivalente a 0.5mm Pb. (plomo).



Protector de tiroides

Nuevo diseño, ofrece un estilo minimalista pero blindado y cómodo. Incluye sujetador y broche de gancho.
 Protección estándar equivalente a 0.5mm Pb (plomo).



Lentes de protección de RX

Estos lentes se caracterizan por su moldeado confortable.
 Provee una excelente visión periférica.
 Lentes frontales y laterales: equivalencia .75mm Pb.(plomo).
 Peso: 90 gramos.



Banda de esfuerzo Trackmaster®

La Trackmaster® TMX428 es una caminadora grado médico de trabajo pesado especialmente diseñada para ser controlada por la interfase de una gran variedad de sistemas cardíacos y pulmonares.

Sistema Trackmaster® patentado para la alineación automática de la cinta lo que evita cintas fuera de centro.

Velocidad y elevación autocalibradas con sistema excepcionalmente exacto.

Prominente botón de paro de emergencia y el cordón de seguridad al paciente.

El botón de paro de emergencia fácil de usar se puede colocar a la izquierda o a la derecha.





Solución de software para interpretación y análisis de estudios Holter

Sistema ECG Holter Premier Cardioscan 12

Edición sencilla de registros de varios días en un mismo reporte con acceso individual a cada periodo de 24hrs.

Las herramientas de edición de arritmias son líderes en la industria, ectopia ventricular (EVF), aberrantes, bigeminismo, trigeminismo, pares, corridas, bradicardias sostenidas, taquicardias, bloqueo en la rama de his, escape, ventricular, así como eventos personalizables.

Eventos sintomáticos y asintomáticos.

Detección de fibrilación auricular (FA) para cualquier periodo, de 1 a 30 días.

Análisis ST comprensivo en menos de 10 segundos.

Alargamiento del QT/QTc.

Dispersión del QT.

Señal promediada del ECG, SAEKG (potenciales tardíos).

VCG vectocardiografía.

Programas de marcapasos.

Alternancia onda T.

Tamiz de apnea de sueño.

Capacidad de desaceleración.

Despliegue completo con latidos en color.

Reportes personalizados.



Películas

• DryView DVE

Calidad conforme a sus expectativas



• DryView DVM/DVM+

Imágenes de mamografía excepcionales para diagnósticos de alta calidad



Impresora de imagen láser Dry View 5700

Hasta 45 películas por hora:
35 x 43 cm (14 x 17 pulg)
Varios tamaños de películas:

- 35 x 43 cm
- 28 x 35 cm
- 25 x 30 cm
- 20 x 25 cm



Impresora de imagen láser Dry View 5950

Película radiográfica láser para mamografía.
Hasta 70 películas por hora:
35 x 43 cm (14 x 17 pulg).
Hasta 110 películas de 20 x 25 cm
(8 x 10 pulg) por hora.

Varios tamaños de películas:

- 35 x 43 cm
- 28 x 35 cm
- 25 x 35 cm
- 25 x 30 cm
- 20 x 25 cm



Digitalizador radiográfico CR-VITA FLEX

Pequeño, ligero, flexible y accesible.
Configúrelo vertical u horizontalmente para adaptarse a los espacios más reducidos.
Fácil de transportar para radiología móvil.
Vea imágenes de alta calidad en unos minutos.
Elija su producción (30 o 45 impresiones por hora).
Seleccione de entre varios tamaños de casete.




Negatoscopio plano LED (2,000 cd/m² - 6,300 Lux)

Y también disponible para mamografía (4,000 cd/m² - 13,000 Lux)



On: siempre brillante.
Auto: pantalla brillante cuando se introduzca la película.

Regulador de luz individual para cada conexión.



Acabado en acrílico.
Una gran uniformidad y suavidad en la luz.
Tecnología de retroalimentación LED.
La uniformidad de la visión es mas de 90 %.



Diseño delgado
Grosor: 4 cm

Sensor automático al insertar la película.

Regulador de iluminación.



Base para negatoscopio LED

GLPDSO1	Una placa
GLPDSO2	Dos placas
GLPDSO3	Tres placas
GLPDSO4	Cuatro placas

*Las imágenes son sólo referencia, los productos son sujetos al objeto real.



AHORA CUIDAR TU AZÚCAR ES ASÍ DE FÁCIL



Accu-Chek® Instant se conecta con la app para transferir tus mediciones y consultarlas en tu celular.



Tiras reactivas con 50 Mod. Instant



Lancetas con 25



Disparador de lanceta Softclix



Glucómetro Accutrend Plus

Determinación inmediata de los principales factores de riesgo cardiovasculares: Glucosa, Colesterol y Triglicéridos. Control sencillo y en tan sólo 3 pasos tendrás tu resultado.



Tiras reactivas para Triglicéridos c/25



Tiras reactivas para Colesterol c/25



Tiras reactivas para Glucosa c/25

Ultrasonido 125

Compacto, práctico y portátil, uso fácil e intuitivo. Cuenta con pantalla táctil que permite cambios en la intensidad, la frecuencia y el tiempo. No hay necesidad de introducir manualmente los parámetros del transductor, gracias a su tecnología SmartHead. Ofrece 1, 2, y 3 Mhz para obtener el mayor rango de frecuencia en la profundidad del tratamiento.



Solaris Plus 708

La serie Solaris Plus ofrece la mayor cantidad de opciones en el mercado, al incluir: ultrasonido, electroterapia, fototerapia, herramienta para movilización de tejidos blandos, con la opción de utilizarlos al mismo tiempo.

Accesorios opcionales: Pads Tri-Wave light, transductor Tri-Wave light, ThermoStim, mochila porta equipo y carro porta equipo.



Accesorios



Mochila porta equipo



Carro porta equipo



Transductor de luz



Pads de luz



Aplicador ThermoStim

Es el primero en su tipo, combina frío o calor con estimulación eléctrica y movilización de tejidos blandos



Compresero uso clínico

Construcción de acero inoxidable.
Todos los compreseros incluyen termostato ajustable integrado, interruptor de encendido y apagado para iluminación.
Entrepaños recubiertos y cable de poder de grado hospitalario 220 volts.

DYHU4	4 compresas
DYHU6	6 compresas
DYHU12	12 compresas



Compresa caliente

Compresas húmedas calientes preveen hasta 30 minutos de profundo calor por vapor/humedad y pueden ser usadas por cientos de tratamientos.

Compresa fría Bodyice

Material del exterior de vinil PVC.
Preveen un excelente medio para aplicar terapia fría.



DYTHRI1	Cuello 10cm x 26cm
DYHFI1	18cm X 28 cm
DYCERI1	Cervical 56cm
DYDR4512	Instantánea

Parafinero clínico Parabath

Hecho de plástico ABS resistente a impactos al exterior y tanque de acero inoxidable de gran tamaño.
Derrite rápidamente agregando calor adicional al prender, cuenta con rango de temperatura de operación de 51°C a 56°C. Su dimensión interior es de 15 x 30 cm.



DYW202	Durazno	●
DYW200	Transparente	●
DYW206	Verde-invierno	●



Parafina uso clínico

Contiene aceites que suavizan la piel y proporciona un agradable aroma.

Bota para parafina

Par de botas de tela para baño de parafina, unitalla, ligeras y fácil de transportar.



Cinta para corrección muscular

Los principales efectos de Kinesio Taping son corregir la función muscular, mejorando la circulación de la sangre, el alivio del dolor y el reposicionamiento de las articulaciones. La cinta Kinesio Tex Gold tiene 140% de elasticidad, es libre de látex y puede utilizarse hasta por 5 días.

Es ligera, delgada y muy cómoda para usar directamente sobre la piel.

Presentación 5.8 cm x 5 metros




Presentación 5 cm x 31 metros




AdvanTrobe®

Los ElectrodoS pregelados AdvanTrobe Elite ofrecen 2 diferentes materiales flexibles de capa superior, White Foam y Tan Tricot. Disponibles en diversos tamaños, sus formas e hidrogeles le proporcionan la libertad de elegir los electrodoS de mayor eficacia para maximizar los resultados del tratamiento en sus pacientes.




Rectangulares

4.5 cm x 9.5 cm




Cuadrados

5 cm x 5 cm




Ovalados

5 cm x 10 cm




Redondos

Faciales redondos 2.5 cm




Espalda

3.8 cm x 33 cm



Mariposa

10 cm x 15 cm



2.5 cm

4.5 cm x 9.5 cm

Electrodo de Broche

Encuentra con nosotros

Gel para ultrasonido

Gel antibacterial

Gel para ultrasonido

Gel electroconductor

UltraGel Classic

Ideal para procedimientos de diagnóstico.
Viscosidad media.
De color azul sin fragancia.
No mancha ni deja residuos.

Presentaciones disponibles:
Flexienvase 3.785 litros con aplicador incluido, 250 ml, 60 ml y 20 ml.



UltraGel Soft

Ideal para uso cosmético.
Viscosidad media-alta.
Sin color, ni fragancia.
No deja residuos.

Presentaciones disponibles:
Flexienvase 3.785 litros con aplicador incluido, 250 ml, 60 ml.



UltraGel PLUS

Diseñado para los procedimientos de ultrasonido más exigentes.
Alta viscosidad.
Mayor durabilidad, menos desperdicio.
Color azul, sin fragancia.
Alta eficiencia en conducción.

Presentaciones disponibles:
Flexienvase 3.785 litros con aplicador incluido, 250 ml, 60 ml.



IMPULSE MC

Compatible para cualquier tipo de electrodos.
No se recomienda para desfibriladores.
Libre de cloruros, no es corrosivo.
Resiste a la temperatura corporal.
Ideal para procedimientos TENS y EMS.

Presentación en 250 ml.



UltraGel Clear

Misma fórmula clásica sin color, para procedimientos de diagnóstico y rehabilitación.
Viscosidad media.
Sin fragancia.

Presentaciones disponibles:
Flexienvase 3.785 litros con aplicador incluido, 250 ml, 60 ml.





BORDSON®

35

Solución sanitizante desinfectante a base de dióxido de cloro.

Desinfección de superficies domésticas, áreas de trabajo y/o comerciales. Es un producto biodegradable, no deja residuos, es seguro con la piel.



Elimina el **99%** de:



Virus



Bacterias



Hongos



Parásitos



Malos olores



3.785 L.



1 L.



120 ml.

Disponible en **3**
Presentaciones

¡Encuentra una gran variedad
en muebles médicos!



MATERIAL
D E A C E R O I N O X I D A B L E

“Breezy, tu marca de confianza y la gama más completa de sillas de ruedas manuales de aluminio”

Las sillas de ruedas manuales BREEZY están fabricadas con materiales robustos y son adecuadas para todos los entornos. No sólo son fáciles de manejar, sino también de ajustar, con la seguridad de tener el mejor y más rápido servicio. Y todo con la mejor relación calidad / precio.



BasiX Silla de ruedas plegable

Gran resistencia, con ajustes rápidos y sencillos

Breezy BasiX 2 permite realizar sencillos ajustes en el asiento, respaldo, descansabrazos, descansapiés y horquilla para adaptar la silla a las diferentes necesidades y tipos de usuarios. Permite regular: la profundidad, altura y ángulo del asiento, altura del respaldo, centro de gravedad y longitud del descansabrazos.



Con tapicería de asiento de nylon acolchado, tapicería de respaldo ajustable en tensión y amplios reposabrazos abatibles para un mayor confort del usuario.



Calidad en productos de medicina deportiva y ortopedia

Los productos Mueller ofrecen:

- Máxima estabilidad.
- Diseño que ofrece mayor comodidad.
- Presentaciones para diferentes medidas de cuerpo.



Inmovilizador de hombro

MU60128	Mediano
MU60129	Grande



Rodillera autoajustable con bisagras unitalla.

Mod. MU6455ML



Inmovilizador de hombro blanco

MU315MD	Derecho, mediano, blanco
MU315LG	Derecho, grande, blanco
MU310MD	Izquierdo, mediano, blanco
MU310LG	Izquierdo, grande, blanco



Rodillera con velcro unitalla

Mod. MU53457



Rodillera con bisagras

MU54012	Mediana
MU54013	Grande



Rodillera de máxima compresión

Mod. MU59857



Rodillera elástica mediana

Mod. 52642



Tobillera estabilizadora ajustable

Mod. MU44547



Rodillera estabilizadora de rótula, ajustable, unitalla

Mod. 6937ML



Tobillera PREMIUM blanda con tiras

MU49712	Mediano
MU49713	Grande



Rodillera para saltos, negra, unitalla

Mod. 992



Faja elástica unitalla

Mod. MU68127



Tobillera ajustable

Mod. 4547



Soporte para espalda, ajustable, negro

Mod. 4581



Tobillera elástica mediana.

Mod. MU47632



Muñequera, ajustable unitalla

Mod. 961



Muñequera con tablilla

Mod. 300



Cadera de tenista con almohadilla de gel

Mod. MU70207



Muñequera estabilizadora beige

MU307	Chica - Mediana
MU308	Grande - Extragrande



Cadera de tenista unitalla

Mod. MU819



Muñequera PREMIUM hg80

MU79718	Chica - Mediana
MU79719	Grande - Extragrande



Calcetines de compresión para tobillo

MU47022	Mediano
MU47023	Grande



Muñequera reversible unitalla

Mod. MU47632



Cinta de compresión MTAPE

MU430820	Azul
MU430822	Roja
MU430824	Negra
MU430825	Naranja



Muñequera tipo tubo

MU400MD	Mediano
MU400LG	Grande



Cinta protectora para piel NWRAP

MU430704	Roja
MU430707	Negra
MU430708	Azul
MU430709	Naranja



Colchón SENSEI medical

Mod. ILSSEN-MED-001

- Relación equilibrada entre calidad, precio y durabilidad.
- Mejora la circulación sanguínea al eliminar los puntos de presión.
- Sellado para evitar la penetración de fluidos.
- Auxiliar para evitar que se produzcan llagas en la piel.
- Elaborado con espumas anti bacteriales y certificadas (CertiPUR-US).

**Ideal para Hospitales y
el cuidado en Casa**



Dimensiones
205 x 90 x 16 cm



Capacidad de peso
150 kg



Garantía
3 años



CertiPUR-US espumas certificadas

- No dañan la capa de ozono.
- Hecho sin PBDEs, TDCPP o TCEP ("Tris") retardantes de flama y sin mercurio, plomo ni otro metal pesado.